

MELAG Winterangebote für Allgemeinmediziner

Nur bis 15.12.2018

Vacuklav[®] 23 B+

Die Profi-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper



Der Vacuklav 23 B+ ist ein zuverlässiger Allround-Autoklav mit längerer Sterilisierkammer. Dadurch können auch längere Instrumentensets sicher sterilisiert werden. Und dank des patentierten Luftkühlungssystems ist zum Betrieb ist nur eine Steckdose erforderlich. Durch die starke Vakuumpumpe und den leistungsfähigen Dampferzeuger können einfach verpackte Hohlkörper-Instrumente im Schnell-Programm B nach nur 40 Minuten trocken entnommen werden. Eine integrierte Überwachung des Speisewassers und die elektronische Steuerung sichern zudem die hohe Qualität der Sterilisation und die maximale Schonung Ihrer Instrumente.

- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- ✓ Intuitives Bedienkonzept
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten: CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

Vacuklav[®] 23 B+

inkl. 1 MELAflash[®] CF-Card Printer
inkl. 3 Tablettis und MELAcontrol[®] Praxis-Set

Aktionspreis nur bis 15.12.2018

5.999,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung



Alternative? Einweginstrumente!

Fragen Sie uns an: 06825 8000-110



Euroklav[®] 23 VS+ Die Basis-Klasse, für massive Güter

Der Euroklav 23 VS+ ist eine preiswerte Alternative für Praxen, die wegen der verwendeten Instrumente und Verpackungsart keinen „Klasse B“-Autoklaven benötigen.

Die leistungsfähige Vakuumpumpe sorgt für die sichere Evakuierung der Luft vor der Sterilisation und eine optimale Nach-trocknung der Instrumente nach der Sterilisation, wobei die verlängerte Sterilisierkammer auch die Sterilisation längerer Instrumente erlaubt.

Vier „Klasse S“-Programme sorgen für eine einfache Bedienung. Das moderne Elektronik-Konzept erlaubt vielseitige Möglichkeiten zur Dokumentation.

- ✓ Der beliebteste Klasse-S-Autoklav - normkonform nach der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Selbsterklärende und einfache Bedienung
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

Euroklav[®] 23 VS+

inkl. 1 MELAflash[®] CF-Card Printer
inkl. 3 Tablettis

Aktionspreis nur bis 15.12.2018

4.390,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung



Validierungen gemäß Herstellerangaben

Sterilisatoren

Validierung
(Leistungsqualifikation)
in gesetzlich
vorgegebenen
Intervallen,
inkl. 1 Programm

379,- €
zzgl. MwSt.

Aufpreis Erstvalidierung*

Installations- und Betriebsqualifikation
nach gesetzl. Vorgabe,
inkl. 1 Programm **211,- €** zzgl. MwSt.

Jedes weitere
Programm **75,- €** zzgl. MwSt.

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Validierung
(Leistungsqualifikation)
in gesetzlich
vorgegebenen
Intervallen,
inkl. 1 Programm

435,- €
zzgl. MwSt.

Aufpreis Erstvalidierung*

Installations- und Betriebsqualifikation
nach gesetzl. Vorgabe,
inkl. 1 Programm **315,- €** zzgl. MwSt.

Jedes weitere
Programm **90,- €** zzgl. MwSt.

Siegelgeräte

Validierung
(Leistungsqualifikation)
in
gesetzlich
vorgegebenen
Intervallen

225,- €
zzgl. MwSt.

Aufpreis Erstvalidierung*

Installations- und Betriebsqualifikation
nach gesetzl. Vorgabe
25,- € zzgl. MwSt.

* Liegt keine Dokumentation zur Erstvalidierung vor, sind wir gesetzlich verpflichtet, diese einmalig zusätzlich zu der Leistungsqualifikation durchzuführen und zu dokumentieren.

Wartungen

Unsere Leistung umfasst die periodische Geräteüberprüfung, die Reinigung und den Austausch der Verschleißteile (Inhalt des jeweiligen Wartungs-Sets) nach Vorgabe bzw. Wartungsanweisung der Hersteller. Zusätzlich anfallende Reparaturen sowie der Austausch von Verschleißteilen, die nicht im Wartungs-Set enthalten sind, werden gesondert berechnet. Weiterhin führen wir Testläufe durch (Vakuumtest und Sterilisationsprogramm) und protokollieren und dokumentieren die Wartung.

MELAG Euroklav® und Profiklasse

pauschal **275,- €** zzgl. MwSt.

MELAG Premiumklasse und Evolution

pauschal **295,- €** zzgl. MwSt.

Optionales Zubehör



MELAdoc® Etikettendrucker für Sterilisier-Verpackungen

Der MELAdoc® Etikettendrucker und die Dokumentationsblätter ermöglichen die Rückverfolgung der Charge durch die Angabe von Sterilisierdatum, Chargennummer und Bedienungsperson.

MELAdoc® (Lieferung mit 1 Rolle Etiketten)	359,- € zzgl. MwSt.
6 Ersatzrollen à 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze	48,- € zzgl. MwSt.
MELAdoc® Dokumentationsblätter (10 Blöcke à 100 Blatt)	69,- € zzgl. MwSt.



MELAcontrol® Chargenkontroll-System für „Klasse B“-Autoklaven

MELAcontrol® dient nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuums eines Klasse B und Cliniclave® 25 Autoklaven.

Praxis-Set bestehend aus einem Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen	164,- € zzgl. MwSt.
---	---------------------



MELAdem® 40 / 53 / 53C Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® versorgt Ihre Geräte automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser.

MELAdem® 40 (für alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav-Autoklaven)	387,- € zzgl. MwSt.
MELAdem® 53 C (C = kompakt; z.B. für Cliniclave®, Melatherm®)	1189,- € zzgl. MwSt.
MELAdem® 53, (für Cliniclave®, Melatherm® und weitere Praxis-Autoklaven)	1224,- € zzgl. MwSt.

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung | Angebot freibleibend | **Preise gültig bis 15.12.2018**

Fax-Antwort: 06825 8000-27112

- Ich wünsche weitere Informationen und Beratung
- Ich wünsche ein detailliertes Angebot zu folgendem Gerät:
- Euroklav® 23 VS+ Basis-Paket Vacuklav® 23 B+ Profiklasse-Paket Einweginstrumente
- MELAdoc® MELAcontrol® MELAdem® 40
- Validierung Wartung

Praxisstempel / Adresse

Preise gültig bis 15.12.2018 | Angebot freibleibend

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Bei einem Netto-Auftragswert ab 100 € netto liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Unter 100,- € berechnen wir anteilige Versandkosten. Für Schwergut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor (Lieferung bis Bordsteinkante).



Datum, Unterschrift

Bestellung und Beratung: 06825 8000-112

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66825 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.