

Wartungen nach Herstellerangaben

Unsere Leistung umfasst die periodische Geräteüberprüfung, die Reinigung und den Austausch der Verschleißteile (Inhalt des jeweiligen Wartungs-Sets) nach Vorgabe bzw. Wartungsanweisung der Hersteller. Zusätzlich anfallende Reparaturen sowie der Austausch von Verschleißteilen, die nicht im Wartungs-Set enthalten sind, werden gesondert berechnet. Weiterhin führen wir Testläufe durch (Vakuumtest und Sterilisationsprogramm) und protokollieren und dokumentieren die Wartung.

Euroklav	Profiklasse	Premiumklasse	Melatronik	Melatherm 10
450,50 €	502,- €	651,- €	421,- €	482,50 €
zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.

Validierungen gemäß RKI-Richtlinie

Leistungsqualifikation

Sterilisatoren

In gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen, inkl. 1 Programm

379,- €
zzgl. MwSt.

Aufpreis Erstvalidierung*

Sterilisatoren

Installations- und Betriebsqualifikation nach gesetzl. Vorgabe, inkl. 1 Programm

211,- € zzgl. MwSt.

Jedes weitere Programm

75,- € zzgl. MwSt.

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

In gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen inkl. 1 Programm

435,- €
zzgl. MwSt.

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Installations- und Betriebsqualifikation nach gesetzl. Vorgabe, inkl. 1 Programm

315,- € zzgl. MwSt.

Jedes weitere Programm

90,- € zzgl. MwSt.

Siegelgeräte

In gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen

225,- €
zzgl. MwSt.

Siegelgeräte

Installations- und Betriebsqualifikation nach gesetzl. Vorgabe

25,- € zzgl. MwSt.

* Liegt keine Dokumentation zur Erstvalidierung vor, sind wir gesetzlich verpflichtet, diese einmalig zusätzlich zu der Leistungsqualifikation durchzuführen und zu dokumentieren.

Fax-Antwort: 06825 8000-27112

Ich wünsche weitere Informationen und Beratung

Ich wünsche ein detailliertes Angebot zu folgendem Gerät:

Melatherm 10 DTA/DTB

Chirurgie-/Urologie-Paket

Gynäkologie-Paket

HNO-Paket

Euroklav 23 VS+

Vacuklav 23 B+

MELAtrace® Pro

MELAcontrol®

MELAdem 40/53/53C

Preise gültig bis 31.12.2020 | Angebot freibleibend

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Bei einem Netto-Auftragswert ab 100,- € liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Unter 100,- € berechnen wir anteilige Versandkosten. Für Schwergut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor (Lieferung bis Bordsteinkante).

Praxisstempel / Adresse

2020-11_Varitec_Melag_BT

Datum, Unterschrift

Bestellung und Beratung: **06825 8000-112**

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.

Varitec AG
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler
Telefon 06825 8000-0
www.varitec.de

Abteilung Medizintechnik
Telefon 06825 8000-112
Telefax 06825 8000-27112
service@varitec.de

VARITEC

**BERATER
TAGE**

Instrumenten-
Aufbereitung

© Liudmila Dutko - stock.adobe.com

MELAG MELAtherm® 10 DTA / DTB

Vier gute Gründe, warum der MELAtherm® 10 so beliebt ist:

Digitalisierte Dokumentation: Der integrierte CF-Reader und die integrierten zwei Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Dokumentation über Netzwerk, PC oder Drucker.

Weniger Aufbereitungszyklen: Die praxisoptimierte Aufbereitungskammer ermöglicht eine maximale Beladung. Bei gleicher Anzahl der Instrumente sinkt die Zahl der Durchläufe.


Mehr Schutz vor Re-Kontamination, Korrosion und Beschädigung: Die integrierte aktive Trocknung reduziert schnell die Feuchtigkeit.

Ergonomisches und sicheres Arbeiten: Das integrierte Dosiermodul und die Prozessmedien sind leicht zugänglich in der Medienschublade untergebracht.



Und dabei ist die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihrer Instrumente mit einem Thermodesinfektor das wohl sicherste Verfahren zum Schutz Ihrer Patienten und Ihres Praxispersonals.

**Kostenlose Beratung
unter
06825 / 8000-112**



Das Allround-Paket

inkl. Basiskorb ohne Injektorschiene; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb 3; inkl. Starterset C

nur 7.579,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **2.074,- €** gegenüber dem Listenpreis von 9.653,- €

Das Gynäkologie-Paket

inkl. Basiskorb ohne Injektorschiene; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb Spekula; inkl. Starterset P

nur 7.579,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **2.049,- €** gegenüber dem Listenpreis von 9.628,- €

Das HNO-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene; je 1 x Flexkorb 2 und 3; Instrumentenkorb kompakt; Aufsatz Ohrtrichter und Nasenspekula; inkl. Starterset C

nur 7.579,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **2.121,- €** gegenüber dem Listenpreis von 9.700,- €

Zubehör (optional)



MELAtace® Pro Software-Lösung für Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung

Die umgekehrte Beweislast erfordert den Nachweis einer lückenlosen und fehlerfreien Instrumenten-Aufbereitung in der Praxis und Klinik. MELAtace® Pro erfüllt die Forderung nach einer vollständigen Dokumentation schnell, sicher und papierlos.

- Keine Folgekosten
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Rechtssicherheit und Rückverfolgbarkeit
- Beladungsverwaltung
- Video-Tutorials
- Priority Remote Monitoring
- Siegelprotokolle
- Vollständige Dokumentation

Preis **890,- €**



MELAcontrol® Chargenkontrollsystem für „Klasse B“-Autoklaven

MELAcontrol® dient nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuums eines Klasse B und Cliniclave® 25 Autoklaven.

MELAcontrol® Praxis-Set

Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen **169,- €**



MELAdem® 40/53/53C Wasseraufbereitungsanlage

MELAdem® versorgt Ihre Geräte automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser.

MELAdem® 40 für alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav-Sterilisatoren **399,- €**

MELAdem® 53C = kompakt; z.B. für Cliniclave®, Melatherm® **1199,- €**

MELAdem® 53 für Cliniclave®, Melatherm® und weitere Praxis-Autoklaven **1299,- €**

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung | Angebot freibleibend | **Preise gültig bis 31.12.2020**

MELAG Vacuklav 23 B+

Für massive Güter und Hohlkörper: die Profi-Klasse



Vacuklav® 23 B+ inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer, 3 Tablettts und MELAcontrol® Praxis-Set

nur 5.999,- € zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **38%** ggü. Listenpreis von 9.614,- €

Die „Klasse-B“-Serie erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060. Sie ist geeignet für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten. Die maximale Beladung liegt bei bis zu 5 kg verpackten Instrumenten. Der 23 B+ punktet mit kurzen Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung, mit intuitivem Bedienkonzept und vielseitigen Dokumentationsmöglichkeiten: CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

MELAG Euroklav 23 VS+

Für massive Güter: die Basis-Klasse



Euroklav® 23 VS+ inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer und 3 Tablettts

nur 4.350,- € zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **30%** ggü. Listenpreis von 6.255,- €

Der beliebteste Klasse-S-Autoklav arbeitet normkonform nach der EN 13060. Er ist geeignet für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten. Die maximale Beladung liegt bei bis zu 4 kg verpackten Instrumenten. Der Euroklav zeichnet sich aus durch selbsterklärende und einfache Bedienung sowie vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten: CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk.