

**Varitec AG**  
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler  
Telefon 06825 8000-0  
www.varitec.de

**Abteilung Medizintechnik**  
Telefon 06825 8000-112  
Telefax 06825 8000-27112  
service@varitec.de

**V A R I T E C**  
medical solutions ag

## Jubiläumsaktion 40 Jahre Varitec AG

# Instrumentenaufbereitung





Das **Eurosonic® 4D** erzielt optimale Reinigungsergebnisse in vier Phasen. Für eine effektive Säuberung wird jede Phase in Abhängigkeit des gewählten Programms digital gesteuert. Alle Programme sind für verschiedene Reinigungszwecke bereits optimiert und steuern den Reinigungsprozess in vier Phasen: Zunächst wird überschüssiges Gas aus der Reinigungslösung entfernt. Phase zwei beseitigt grobe Verunreinigungen. Es folgt eine intensive Feinreinigung. In Phase vier werden die Oberflächen final behandelt. Für individuelle Anwendungen stellen Sie Reinigungszeit und Reinigungsdauer einfach nach Ihren Wünschen ein. Es stehen Zeiten von 10 bis 40 Minuten und Temperaturen von 30 bis 60 °C zur Verfügung.

### Euronda Eurosonic® 4D

**672,30 €** zzgl. MwSt.

Listenpreis 810,- €

## Eurosonic® Ultraschallreiniger

Die professionellen Ultraschallgeräte sind für die Beseitigung auch hartnäckiger Rückstände auf Medizinprodukten ein unverzichtbares Instrument.



Das **Eurosonic® 3D** reinigt gründlich mit der vielfach bewährten Sweep-Mode-Technologie. Mittels digitaler Steuerung werden permanente Frequenzwechsel erzeugt. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Die zentrale Controller-LED unterstützt das E-Light Lichtsystem. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei konstant 60 °C zur Verfügung.

### Euronda Eurosonic® 3D

**464,80 €** zzgl. MwSt.

Listenpreis 560,- €

Das solide und handliche Ultraschallgerät **Eurosonic® Energy** sorgt mit der eingesetzten Sweep-Mode-Technologie für eine gründliche und gleichmäßige Reinigung. Die seitlichen Tragegriffe vereinfachen das Handling. Über ein Drehregler lassen sich Reinigungszeiten bis 30 Minuten einstellen.

### Euronda Eurosonic® Energy

**431,60 €** zzgl. MwSt.

Listenpreis 520,- €

# Wasseraufbereitung



**Aquafilter 1to1** ist ein Wasserfilter zur Herstellung von demineralisiertem Wasser in Übereinstimmung mit der EN 13060 (Leitfähigkeit  $<15 \mu\text{S}/\text{cm}$ ). Eine mehrfarbige LED signalisiert die Wasserqualität und den rechtzeitigen Wechsel der Mischbettharz-Patronen ohne Ausfallzeiten.

## Euronda Aquafilter 1to1

**440,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 475,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand



Die kompakte Wasser-Aufbereitungs-Anlage **MELAdem 40** versorgt MELAG Autoklaven per Ionen-Austauschprinzip mit hochwertigem demineralisiertem Wasser. MELAdem 40 ist mit dem Zwei-Kammer-System besonders leistungsfähig.

## MELAG MELAdem 40

**440,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 529,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand



Der **Aquafilter Pro** dient der Bereitstellung von größeren Mengen demineralisiertem Speisewasser, z.B. für die maschinelle Reinigung und Desinfektion und die Sterilisation im Autoklaven.

## Euronda Modell 1500

inkl. 2 Patronen

**1.240,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.395,- €

## Euronda Modell 2800

inkl. 2 Patronen

**1.440,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.595,- €

Inkl. Anschluss-Schläuchen und Leitwertmesser,  
Installation und Einweisung nach Aufwand



**MELAdem 53 C** ist eine leistungsfähige Wasser-Aufbereitungsanlage zum Anschluss an Thermodesinfektoren, Careclave und zusätzliche Autoklaven. Besonders geeignet für kompakte Einbausituationen.

## MELAG MELAdem 53C

**1.540,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.717,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand



**MELAdem 53** ist ideal für die Versorgung von mehreren Geräten. Sie stellt große Mengen an demineralisiertem Wasser durch das Ionen-Austauschprinzip zur Verfügung für beste Reinigungsergebnisse bei der Instrumentenaufbereitung.

## MELAG MELAdem 53

**1.640,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.772,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand

# Thermodesinfektor / RDG

## MELAtherm® 10 Evolution

### Perfektionierter Komfort und Leistung

Der neue MELAtherm® 10 Evolution verfügt über einzigartige Innovationen. Das große **Smart-Touch Display** bietet ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Mit der neuen **MELAconnect App** können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen.

Anschließend ermöglicht **ProControl** eine Chargenfreigabe schnell und papierlos direkt am Gerät. Die neue **Aqua-Boost Technologie** bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44% bessere Reinigung von noch mehr Instrumenten - bei identischem Wasserverbrauch.


Das geht nur mit MELAtherm® 10 Evolution.

### MELAG MELAtherm® 10 Evolution

**11.442,70 €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreise 13.462,- € (medical), 13.427,- € (Gyn), 13.524,- € (HNO)

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 450,- €

Sparpakete!



#### Medical-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene + 11 Blindschrauben; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb 3



#### Gynäkologie-Paket

inkl. Basiskorb ohne Injektorschiene; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb Spektula



#### HNO-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene; je 1 x Flexkorb 2 und 3; 11 Blindschrauben, Instrumentenkorb kompakt; Aufsatz Ohrtrichter und Nasenspekula

## MELAtherm® 10 Classic

### 4 gute Gründe, warum er so beliebt ist

Der MELAtherm® 10 überzeugt durch Qualität und Ausstattung. Mit den **integrierten Dokumentationsschnittstellen** (CF-Reader und zwei Ethernet-Schnittstellen) entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Dokumentation. Die praxisoptimierte Aufbereitungskammer **ermöglicht die maximale Beladung und dadurch weniger Aufbereitungszyklen**. Bei gleicher Anzahl der Instrumente sinkt die Zahl der Durchläufe. Gleichzeitig bietet die **aktive Trocknung** mehr Schutz vor Re-Kontamination, Korrosion und Beschädigung. Die **Integration der Prozessmedien** und des **Dosiermoduls** schafft Platz, erleichtert die Arbeit und hilft, Fehler zu vermeiden.

### MELAG MELAtherm® 10 Classic

**10.006,20 €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreise 11.772,- € (medical), 11.373,- € (Gyn), 11.834,- € (HNO)

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 450,- €

Sparpakete!

# Miele PG 8592

Sparpakete!

Durch die integrierte Heißlufttrocknung DryPlus, eine integrierte Dosierpumpe für flüssigen Reiniger und die einfache Bedienung Touch-Control mit 19 Programmen sorgt das **Miele PG 8592** für einen sicheren und wirtschaftlichen Aufbereitungsprozess.

- Außenverkleidung Edelstahl
- 2 integrierte Dosierpumpen
- inkl. Ethernet/WLAN Modul LMD
- Move Ready
- aktive Trocknung DRYplus



## Miele PG 8592 (Gyn-Paket)

Inkl. den Körben A102, A151, 4x E416 und E379.

**12.081,43 €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis 13.061,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 450,- €

## Miele PG 8592 (Chirurgie-Paket)

Inkl. den Körben A103, A202 und E142.

**11.928,80 €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis 12.896,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 450,- €

## Autoklaven

# MELAG Euroklav 23 VS+

Sparpaket!

Der beliebteste Klasse-S-Autoklav für massive Güter, der **MELAG Euroklav 23 VS+** arbeitet normkonform nach der EN 13060. Er ist geeignet für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten. Die maximale Beladung liegt bei bis zu 4 kg verpackten Instrumenten. Der Euroklav 23 VS+ zeichnet sich aus durch selbsterklärende und einfache Bedienung sowie vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten: CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk.

- Meistverkaufter S-Klasse Sterilisator
- Bewährte Bedienung
- Instrumente bis „kritisch A“
- 22 Liter Kesselvolumen bis zu 4 kg Beladung (verpackt)
- Dokumentation mit CF Card Printer (inklusive)
- Inkl. Starterpaket (CF-Speicherkarte, Traygestell + 3 Trays)



## MELAG Euroklav® 23 VS+

**5.916,30 €** zzgl. MwSt., Listenpreis 7.585,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend  
Preise gültig bis 31.12.2023

# MELAG Vacuclave 323 Prime Line

Sparpaket!

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger: **Vacuclave 323** vereint die Produkt-Highlights der Pro Line mit weiteren Innovationen für mehr Leistungsstärke, für herausragende Trocknungsergebnisse und für eine lückenlose Rückverfolgung.

- B-Klasse Autoklav
- 23 Liter Kesselvolumen
- Intuitives Touchdisplay mit Freigabemöglichkeit
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen im Heavy Duty Programm
- Energiesparmodus
- Benutzerauthentifizierung am Display
- ProControl Chargenfreigabe
- Intelligente Trocknung DRYtelligence
- Inkl.: USB Stick zur Chargendokumentation, Tablethalter, 5 Tablett und MelaControl Helix



## MELAG Vacuclave 323 Prime Line

**6.941,76 €** zzgl. MwSt., Listenpreis 8.264,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- € zzgl. MwSt.

## Autoklaven

# MELAG Vacuclave 123 Pro Line

Sparpaket!

Die meistverkauften Autoklaven der Welt: Jetzt FAIRbessert! Die neue Pro Line bietet alles für eine sichere, komfortable und ressourcenschonende Sterilisation. Smarte Bedien- und Dokumentationskonzepte, ein modernes und extrem robustes Design sowie die einzigartige MELAG Qualität, die Sie von den bewährten Vorgänger-Modellen kennen und schätzen.

- B-Klasse Autoklav
- 23 Liter Kesselvolumen
- Intuitives Touchdisplay
- Bis zu 6 kg Fassungsvermögen
- Energiesparmodus
- Easy care routine concept
- Inkl.: USB Stick zur Chargendokumentation, Tablethalter, 3 Tablett und MelaControl Helix



## MELAG Vacuclave 123 Pro Line

**5.967,36 €** zzgl. MwSt., Listenpreis 7.104,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend  
Preise gültig bis 31.12.2023

# Euronda® Pro System E10

Sparpaket!

Der Autoklav **EURONDA® Pro System E10** steht für anwenderfreundliche Sterilisation. Fünf Programme stehen für die normenkonforme Aufbereitung von verpacktem, unverpacktem, hohlem und festem Material sowie Schutzkleidung und Instrumenten zur Verfügung: 121°C, 134°C Standard, 134°C Prion, 134°C schnell, 134°C Prion schnell. Der E10 passt die Sterilisationsparameter automatisch der tatsächlichen Beladung an für den optimalen Mix aus Sterilisationsleistung, Zykluszeit und Verbrauch.

- Schnellster und effizientester EURONDA Sterilisator
- Intuitive Bedienung (Touchscreen); E-Light Lichtsystem
- Instrumente bis „kritisch B“
- 24 Liter Kesselvolumen bis zu 6 kg Beladung (verpackt)
- Integrierte Dokumentation (SD Karte)
- Netzwerkfähig
- Freigabe am Gerät
- Integrierter Etikettendrucker nachrüstbar (Print-Set 2)
- Inkl. Starterpaket (SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentations-Software E-Memory, Wasserschläuche)
- Inkl. kostenfreier Dokumentations-Software



## Euronda® Pro System E10 mit 24 Liter Kessel inkl. Starterpaket

**6.450,50 €** zzgl. MwSt., Listenpreis 6.790,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

# Euronda® Pro System E8

Sparpaket!

Der leistungsstarke und kostengünstige B-Klasse Autoklav **Euronda® Pro System E8** ermöglicht den preisbewussten Einstieg in die Aufbereitung medizinischer Instrumente in der Praxis: Zyklusauswahl und Programmvierfalt, ein äußerst anwenderfreundliches Bedienkonzept sowie das Zusammenspiel verschiedener Komponenten, Kontrollsysteme und Software machen den Autoklaven zu einem zuverlässigen Instrument.

- Kostengünstiges Einstiegsmodell
- Intuitive Bedienung
- Instrumente bis „kritisch B“
- 24 Liter Kesselvolumen bis zu 6 kg Beladung (verpackt)
- Integrierte Dokumentation (SD Karte)
- Integrierter Etikettendrucker nachrüstbar (Print-Set 2)
- Inkl. Starterpaket (SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentations-Software E-Memory, Wasserschläuche)
- Inkl. kostenfreier Dokumentations-Software



## Euronda® Pro System E8

**5.025,50 €** zzgl. MwSt., Listenpreis 5.290,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

# Validierungen von Aufbereitungsprozessen

## Gemäß RKI-Richtlinie

Die Validierung ist ein dokumentiertes Verfahren um zu zeigen, dass die an der Aufbereitung beteiligten Prozesse dauerhaft und reproduzierbar Ergebnisse erzeugen, welche den vorgegebenen Anforderungen entsprechen.

Eine vollständige Validierung besteht aus drei Bereichen:

1. Die Installationsqualifikation (IQ): Hier geht es um die Frage, ob das für die Aufbereitung benutzte Gerät korrekt aufgestellt ist und ordnungsgemäß funktioniert.

2. Die Betriebsqualifikation (BQ): Hier geht es um die Frage, ob das für die Aufbereitung benutzte Gerät für den Einsatz vor Ort optimiert wurde. Dabei werden die Prozesschemikalien, die Anordnung der Instrumentenkörbe, deren Ausstattung und die Abfuhr des Wassers und der Chemikalien geprüft.

3. Die Leistungsqualifikation (LQ): Hier geht es um die Frage, ob das für die Aufbereitung benutzte Gerät in der Praxis tatsächlich leistet, was es leisten soll.

Eine vollständige Validierung muss nur einmal durchgeführt werden. Man bezeichnet diese meist als Erstvalidierung. Sie muss nur erneut durchgeführt werden, wenn innerhalb eines Jahres wesentliche Bestandteile des Prozesses geändert werden.

Ist die Erstvalidierung bestanden, muss lediglich eine erneute Leistungsqualifikation durchgeführt werden. Diese wird meist als Revalidierung, Folgevalidierung oder einfach nur Validierung bezeichnet.

Die Validierung ist durch § 8.1 der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV) gesetzlich vorgeschrieben. Eine Befreiung gibt es nicht.

## Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, DAC universal

### Validierung

inkl. 1 Programm monatlich 42,88 €

Jedes weitere Programm monatlich 10,00 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

## Siegelgeräte

### Validierung

monatlich 5,15 €

### Siegelnahtfestigkeitsprüfung

monatlich 8,31 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

## Kleinst sterilisatoren

### Validierung

inkl. 1 Programm monatlich 36,94 €

Jedes weitere Programm monatlich 7,00 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

## Gerätemanagement

# Wartungen nach Herstellerangaben

Unsere Leistung umfasst die periodische Geräteüberprüfung, die Reinigung und den Austausch der Verschleißteile (Inhalt des jeweiligen Wartungs-Sets) nach Vorgabe bzw. Wartungsanweisung der Hersteller. Zusätzlich anfallende Reparaturen sowie der Austausch von Verschleißteilen, die nicht im Wartungs-Set enthalten sind, werden gesondert berechnet. Weiterhin führen wir Testläufe durch, protokollieren und dokumentieren die Wartung.

**Euroklav** mon. 18,64 €

**Profiklasse/Pro + Prime Line** mon. 21,73 €

**E8 /E10** mon. 21,73 €

**Premiumklasse** mon. 29,65 €

**MELAtronic** mon. 18,64 €

**MELAtherm** mon. 28,22 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

# Validierbare Siegelgeräte

Das zuverlässige Siegelgerät **Euroseal® Valida** ermöglicht validierte und normenkonforme Siegelprozesse. Eine SD-Karte speichert alle Siegeldaten und das Ergebnis der Versiegelung. Das Euroseal® Valida integriert sich problemlos in Ihr Praxis-Netzwerk. Dank LAN-Anschluss oder optionalem WLAN überträgt es auf Wunsch alle Daten an angeschlossene Endgeräte und damit verbundene Software. Inklusive Rollenhalter.

## Euronda Euroseal® Valida

**1.140,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.295,- €

Installation und Einweisung 69,- € zzgl. Anfahrt



Das kompakte Siegelgerät **MELAseal® 200** erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig und setzt bei der Bedienung und der Dokumentation Maßstäbe. 90 Sekunden Aufheizzeit, drei Sekunden Siegelzeit.

## MELAG MELAseal® 200

**1.440,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.577,- €

Installation und Einweisung 69,- € zzgl. Anfahrt

## Rollenhalter Komfort

**140,- €** zzgl. MwSt.



Das Durchlauf-Siegelgerät **Euromatic** sorgt für eine schnelle und automatische Versiegelung mit einer Dreifachnaht von 12,5 mm Breite. Inklusive Druckfunktion der prozessrelevanten Informationen (Drucken direkt auf die Beutel).

## Euronda Euromatic

**2.040,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 2.309,- €

Installation und Einweisung 69,- €, zzgl. Anfahrt

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend  
Preise gültig bis 31.12.2023



Das Durchlauf-Siegelgerät **MELAseal® Pro** vermeidet Fehler durch intuitive Bedienung mit Softkeys und LCD-Display. Hohe Durchlaufgeschwindigkeit von 8 m/min. Zusätzliche Sicherheit durch Siegelnahtbreite von 14 mm. Serielle Schnittstelle für Protokollausgabe per Drucker, CF-Card-Printer oder PC.

## MELAG MELAseal® Pro

**2.340,- €** zzgl. MwSt. Listenpreis 2.721,- €

zzgl. Installation und Einweisung 69,- €, zzgl. Anfahrt

## MELAG MELAflash zur Dokumentation

**740,- €** zzgl. MwSt.

# Zubehör

## MELAtrace® Software

zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung

Art.-Nr. G21140	Zeitguthaben 12 Monate:	199,00 €
Art.-Nr. G21141	Zeitguthaben 36 Monate:	539,00 €
Art.-Nr. G21142	Zeitguthaben 60 Monate:	749,00 €

## MELAtrace® Pro Software

zur Beladungsverwaltung, Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung

Art.-Nr. G21143	Zeitguthaben 12 Monate:	242,00 €
Art.-Nr. G21144	Zeitguthaben 36 Monate:	647,00 €
Art.-Nr. G21145	Zeitguthaben 60 Monate:	899,00 €

## diosMP Steridat Software

zum Archivieren von Prozessdaten von RDG, Siegelgerät und Sterilisator, digitale Prozessdokumentation und Freigabe

Art.-Nr. ???	400,00 € + 7,50 monatl. Wartungsgebühr
--------------	--

## diosMP Hygiene Software

zum Archivieren von Prozessdaten von RDG, Siegelgerät und Sterilisator, zielgenaue Verbrauchserfassung, digitale Prozessdokumentation und Freigabe, digitales Gerätebuch zur Verwaltung aller Geräte

Art.-Nr. ???	600,00 € + 12,50 € monatl. Wartungsgebühr
--------------	---

## Regeneration Ihrer VE-Wasserpatronen

Abhol- und Bringservice (auf Anfrage), Die Regeneration erfolgt bei uns im Haus.

Art.-Nr. D2000, kleine Patronen (17 L)	126,80 €
Art.-Nr. D2300, große Patronen (22 L)	135,20 €

## Etikettiergerät

Für Handaufzeichnung, 11 Zeichen pro Linie (nur Zahlen), 3 Linien.

Art.-Nr. R04230	249,00 €
-----------------	----------

### Einzeletiketten für Etikettiergerät

Art.-Nr. R04335, 500 Stk.	3,55 €
---------------------------	--------

### Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät

Art.-Nr. R04232	7,65 €
-----------------	--------

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend  
Preise gültig bis 31.12.2023



## Helix Test für Klasse B Autoklaven

Zur Chargenkontrolle und Freigabe von Sterilisationsprozessen der Klasse B Autoklaven. Mehrfach verwendbarer Prüfkörper. Selbstklebende Indikatorstreifen zur einfachen Dokumentation. Geeignet für Sterilisationsprozesse mit 134 °C (3,5 Min.) oder 121 °C (15 Min.). Entspricht den Normen EN 867-5 und EN ISO 11140-1.

Art.-Nr. F5146	81,00 €
----------------	---------

## Chargenindikator Klasse 6

Für die Sterilgutkontrolle. Der emulierende Indikator reagiert auf alle kritischen Variablen. Verfahren: 3,5 min. bei 134 °C und 15 min. bei 121 °C. 250 Stück.

Art.-Nr. 604750	29,50 €
-----------------	---------

## Seal Proof

**Zur Siegelnahtkontrolle.** Test zeigt Abweichung von Siegeltemperatur und Anpressdruck an. Für Klarsichtbeutel (Papier-Folie). 173 x 91 mm. 250 Stück.

Art.-Nr. 106850	49,00 €
-----------------	---------

## Sterilit® Instrumentenpflege

**Aesculap Sterilit.** FCKW-freies Ölspray zur werterhaltenden Pflege vor der Sterilisation

Art.-Nr. 603600	300 ml-Sprühflasche	13,90 €
-----------------	---------------------	---------

## steriCLIN® Sterilisationsfolie

Art.-Nr. S230102	5 cm x 200 m	Rolle 15,66 €
Art.-Nr. S230104	7,5 cm x 200 m	Rolle 17,14 €
Art.-Nr. S230106	10 cm x 200 m	Rolle 19,55 €
Art.-Nr. S230108	12,5 cm x 200 m	Rolle 26,27 €
Art.-Nr. S230110	15 cm x 200 m	Rolle 28,50 €
Art.-Nr. S230112	20 cm x 200 m	Rolle 39,21 €
Art.-Nr. S230114	25 cm x 200 m	Rolle 49,85 €
Art.-Nr. S203116	30 cm x 200 m	Rolle 60,50 €
Art.-Nr. S230119	40 cm x 200 m	Rolle 97,30 €

# Sterile Einmalinstrumente

Wirtschaftlich, einfach,  
sicher



## Einmal-IUP-Set

Abdecktuch (90 x 75 cm, 2-lagig), anatomische Pinzette (mittelbreit, 25 cm), Uterussonde (graduiert in cm, starr, gebogen, 33 cm), Kugelzange nach Schröder (25 cm), Metzenbaumschere gerade stumpf/stumpf (23 cm).

Art.-Nr. \_370252, 10 Sets

116,50 €

## Fadenzieh-Set

Mullkomresse (5x5cm 8-fach), Fadenziehmesser mit Handgriff, Standard-Pinzette anatomisch, gerade, 11,5cm.

Art.-Nr. \_35891, 15 Sets

23,25 €

## Nahtset

Schutzunterlage (60 x 60 cm, 2-lagig), Kunststoffschale 500 ml und 120 ml, Schlinggazetupfer (20 x 20 cm, 3 Stk.), Mullkompressen (10 x 10 cm, 12-fach, 2 Stk.), Mayo-Hegar-Nadelhalter 14 cm, Adson-Pinzette chirurgisch fein 12 cm, Chirurgische Schere stumpf/spitz gebogen 14,5 cm.

Art.-Nr. \_38766, 15 Sets

100,20 €

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend  
Preise gültig bis 31.12.2023

Weitere Einweginstrumente auf Anfrage.

## Wir danken unseren Platin-Sponsoren

für ihre Unterstützung unserer 40-Jahr-Feier.



# Ich wünsche ein detailliertes Angebot:

## Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> MELAtherm® 10 Evolution   | <input type="checkbox"/> MELAtherm® 10 Classic | <input type="checkbox"/> Miele PG 8592                     |
| <input type="checkbox"/> Medical-(Chirurgie)-Paket | <input type="checkbox"/> Gynäkologie-Paket     | <input type="checkbox"/> HNO-Paket (nur bei MELAG-Geräten) |

## Autoklaven

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Euronda E10              | <input type="checkbox"/> Euronda E8                   |
| <input type="checkbox"/> Vacuclave 323 Prime Line | <input type="checkbox"/> MELAG Vacuclave 123 Pro Line |
| <input type="checkbox"/> Euroklav 23 VS+          |   |

## Ultraschallreinigung

- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Eurosonic® 4D | <input type="checkbox"/> Eurosonic 3D | <input type="checkbox"/> Eurosonic Energy |
|--|---------------------------------------|---|

## Validierbare Siegelgeräte

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Euroseal® Valida | <input type="checkbox"/> MELAseal® 200 |
| <input type="checkbox"/> Euromatic        | <input type="checkbox"/> MELAseal® Pro |

## Wasseraufbereitung

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aquafilter Pro | <input type="checkbox"/> Aquafilter 1 to 1 |                                      |
| <input type="checkbox"/> MELAdem 40     | <input type="checkbox"/> MELAdem 53        | <input type="checkbox"/> MELAdem 53C |

# FAXANTWORT senden an 06825 8000-27112

## Ihre Angaben

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefon

Praxisstempel

2023-08\_Varitec\_Instrumentenaufbereitung

### Preise gültig bis 31.12.2023 | Angebot freibleibend

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Unsere Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung, Fracht, Montage, Versicherung und Inbetriebnahme. Für Schwergut und Gefahrgut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor. Montagekosten werden - wenn nicht anders vereinbart - nach Aufwand berechnet.

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an [datenschutz@varitec.de](mailto:datenschutz@varitec.de) oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter [www.varitec.de](http://www.varitec.de).